



## Sani-Cloth® 70 yra daugiavfunkcis sprendimas dezinfekcijai.

**Paruoštos naudoti:** iš anksto dozuotos, mažai besipūkuojančios vienkartinės dezinfekcijos servetėlės su alkoholiu, kurių nereikia maišyti ar matuoti, be tepinėlio formulės.

**Įrodytas veiksmingumas:** veiksmingos prieš koronavirusą ir gripą vos per 15 sekundžių.

**Didesnis efektyvumas:** greitai džiūsta ir nepalieka likučių; sudėtyje yra 70 % izopropanolio alkoholio, todėl dezinfekuotą vietą ar įrangą galima naudoti netrukus po dezinfekcijos.

**Didžiausias lankstumas:** galima naudoti neinvaziniams medicinos prietaisams ir neaktyiems kietiems paviršiams.

**Rekomenduojamas naudojimas:** kaip dviejų etapų proceso dalis Sani-Cloth® dezinfekcijos priemone valymui prieš dezinfekciją.



## Gaminio veiksmingumas

SANI-CLOTH® 70%	BANDYMO METODAS	ORGANIZMAS	KONTAKTO LAIKAS*	
<b>Bakterijos</b>	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sek. (c)	2 min. (d)
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sek. (c)	2 min. (d)
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sek. (c)	2 min. (d)
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sek. (c)	
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sek. (c)	
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sek. (c)	
<b>Grybai</b>	EN 16615	Candida albicans	60 sek. (c)	2 min. (d)
	EN 13624	Candida albicans	30 sek. (c)	
<b>Virusas su apvalkalu</b>	EN 14476	Vaccinia Virus	15 sek. (c)	60 sek. (d)
	EN 14476	Korona, ŽIV, B ir C hepatitas, SARS, gripas	15 sek. (c)	60 sek. (d)
<b>TB</b>	EN 14348	Mycobacterium terrae	60 sek. (c)	

## Naudojimo vietos priedai

**Dėžučių laikiklis**

Produkto kodas: **A001RED**  
Dėžučių laikiklis saugiai tvirtinamas prie sienos ir tvirtai laiko dėžutę.

**Strypo adapteris**

Produkto kodas: **A002POL**  
Strypų laikikliai suteikia galimybę pritvirtinti dėžučių laikiklius prie nešiojamos įrangos, pvz., BP stovų.

**Lipnūs lapeliai „Aš esu švarus“**

Produkto kodas: **A005SNT**  
Lipdukai gali būti naudojami paprastam ir veiksmingam nuvalytos įrangos ar paviršių identifikavimui.

**Sieninės lentos ir iškabos**

Produktų įvertinimai, auditai, mokomosios sieninės lentos ir iškabos, kurias galima pritaikyti pagal jūsų konkrečius poreikius.

## Asortimento duomenys

	UŽSAKYMO NR.	SERVETĖLIŲ KIEKIS	SERVETĖLIŲ DYDIS	KIEKIS PAKUOTĖJE	KLASIFIKACIJA
200 vnt. didelė pakuotė	E701030	200	200 mm x 200 mm	6	IIa klasės medicinos prietaisas

Kitos galimos formulės:



Sužinokite daugiau apie tai, kaip mūsų daugiasluoksnis požiūris į infekcijų prevenciją gali jums padėti.  
PDI EMEA, Pywell Road, Willowbrook Est. Industrial Estate, Corby - Northants, NN17 5XJ, JK