

CHG2% servetėlės

„Sani-Cloth“

CHG 2% servetėlės

Paremtos „epic3“ ir NICE movinių jungčių ir jungiamųjų prievadų gairėmis.

Vienkartinės medicinos prietaisų dezinfekavimo servetėlės

Sudėtis: Propan-2-olis 70 % t/t, 2 % m/t Chlorheksidino gliukonatas.

• **100 atskirų pakelių dėžutės Ref. XP00220-VJT516**

Servetėlės dydis: 150x129mm Svoris: 25g/m²

• **200 atskirų pakelių dėžutės Ref. XP00314-VJT560**

Servetėlės dydis: 150x129mm Svoris: 25g/m²

Savybės ir privalumai

- Paruošta naudojimui servetėlė.
- Netepančios.
- Raudona spalva pažymėta visoms PDI alkoholio pagrindu pagamintoms dezinfekavimo priemonėms ir laikikliams, kad būtų lengviau nustatyti sudėtį ir užtikrinti atitiktį.

Atitiktis

- Iš anksto dozuota servetėlė.
- Paruošta naudojimui servetėlė, todėl prieš naudojant nereikia aktyvuoti.
- Išspausintas skystis pagal nurodytus reikalavimus, t.y. išbandytas skystis.
- Greitas kontaktinis laikas.
- „Sani-Cloth“ CHG2% rekomenduojamas movinių jungčių ir jungiamųjų prievadų dezinfekavimui pagal „epic3“ ir NICE gaires – užtikrina likutinę dezinfekciją.

Konkurencinga kaina

- Sutaupo brangų laiką, nes jau paruošta naudojimui.

VEIKSMINGUMO TESTAS	CHG 2%
Bakterijos EN 13727	
Pseudomonas aeruginosa	1min (c+d)
Staphylococcus aureus	1min (c+d)
Enterococcus hirae	1min (c+d)
DGHM paviršiaus bandymas	
Pseudomonas aeruginosa	1min (c+d)
Staphylococcus aureus	1min (c+d)
Enterococcus hirae	1min (c+d)
Proteus mirabilis	1min (c+d)
Escherichia coli	1min (c+d)
EN1276	
Pseudomonas aeruginosa	30s (c+d)
Escherichia coli	30s (c+d)
Enterococcus hirae	30s (c+d)
Staphylococcus aureus	30s (c+d)
MIELĖS	
EN 13624	
Candida albicans	1min (c+d)

(DGHM paviršiaus bandymas)	
Candida albicans	1min (c+d)
APVALKALINIS VIRUSAS DW/RKI	
Hepatitis B	15s (c+d)
Hepatitis C	15s (c+d)
Galvijų virusinis diarėjos virusas (naudojamas kaip hepatito C viruso pakaitalas)	15s (c+d)
Vaccinia virusas - Elstree padermė	15s (c+d)
ŽIV	15s (c+d)
TB-EN14348	
Mycobacterium terrae	1min (c+d)
DGHM paviršiaus testas - „Hygiene Nord“	
Mycobacterium terrae	1min (c+d)

c) Švarus: 0,03 % m/t jaučio albuminas.

d) nešvarūs: 0,3% m/t jaučio albuminas.

+ 0,3% išplauti avių eritrocitai.

Visas sąlyčio laikas nurodytas „Švarus“ ir „Nešvarus“ sąlygoms, jei nenurodyta kitaip.

PDI Aber Park, Flint, Flintshire,
CH6 5EX. Jungtinė Karalystė
Tel + 44 (0) 1352 736700
infekcijoms.
Svetainė www.pdihc.com

Produktai naikina mikrobus, bet žmonės užkerta kelią